

**Version:** 3  
**Gültig bis:** 01.5.2013  
**Verantwortlich:** Kerstin Wildgrube

**Umgang mit Material für die Milchpumpen**

- **Reinigung**
  - Spülen von Fingerfeeder, Flaschen, Stillhütchen, Schraubdeckeln und Milchpumpenansätze mit Spülmittel und heißem Wasser, anschließend mit klarem Wasser nachspülen
- **Vaporisation**
  - Nach Beendigung des Waschgangs werden die Materialien vaporisiert, anschließend zum Trocknen auf einer mit 70 % Alkohol (Terralin liquid) desinfizierten und frischem Geschirrtuch abgedeckten Arbeitsplatte abgelegt.
  - Nach dem Trocknen Geschirrtuch bitte in die Wäsche geben.
- **Lagerung**
  - Flaschen werden aufrecht stehend im Hängeschrank gelagert.
  - Tagesbedarf an Fingerfeeder, Stillhütchen, Brustwarzenformer und Schraubdeckel werden in Plastikgefäß gegeben.
  - Abpump-Sets (ohne Schlauchsystem) werden in großen Plastikbehälter gelegt (maximal 6 Stück werden vorbereitet).
  - Schlauchsystem nach Abwischen mit 70 % Alkohol in die Schublade geben, keine Aufbereitung in Spülmaschine.
- **Anbruch und Verbrauchsfristen**

Gekochtes Wasser:	haltbar 24 Stunden; Anbruch mit Datum und Uhrzeit beschriften
Maltodextrin-Lösung 15 %:	haltbar 48 Stunden im Kühlschrank; Anbruch mit Datum und Uhrzeit beschriften.
Pre-Nahrung:	haltbar 24 Stunden im Kühlschrank; Anbruch mit Datum und Uhrzeit beschriften.

- **Säuberung und Desinfektion**

Hängeschrank:	1x monatlich mit Alkohollösung 70 % (Terralin liquid) und Einmaltuch
Glasstandgefäße und Plastikbehälter:	Saubere Behältnisse mind. alle 7 Tage mit Alkohol 70 % (Terralin liquid) und sauberer Komresse/Einmaltuch auswischen.

Der nicht benötigte, bereits aufbereitete Inhalt der Gefäße kann mit nicht sterilen PE-Handschuhen nach der Aufbereitung in die Gefäße zurück sortiert werden.

- **Entnahme von vaposiertem Material aus den Aufbewahrungsgefäßen**

- Hineinfassen in die Behältnisse nur mit nicht-sterilen PE-Handschuhen
- Zugriff nur durch Mitarbeiter Pflege

Erstellt am: 1.5.07 A. Spiller; Revision K. Wildgrube 19.11.09; 4.5.11	Freigabe durch: <b>Dr. Herbstreit</b> <b>Franz Sitzmann</b>	Dateipfad: C:\Dokumente und Einstellungen\sitzmfr\Eigene Dateien\Hygiene Havelhöhe\www.klinik-hygiene2011\Neue Inhalte2010-2011\5Hygieneverabredungen\Geburtshilfe\1Aufbereitung Milchpumpen Material.doc	Seitenzahl <b>Seite 1 von 1</b>
--	---	---	------------------------------------

Dieser Ausdruck ist eine **unkontrollierte Kopie**.

Jeder Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Kopie mit der aktuellen Version im Intranet übereinstimmt!