



## 1.5 Reinigungs- und Desinfektionsplan Endoskopie Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe

Reinigung und Flächendesinfektion in der Endoskopie gewinnen durch die intensiveren Arbeitstechniken sowie der zunehmenden Integration von Gastroenterologie und Viszeralchirurgie sowie häufigeren interventionellen Bronchoskopien an Bedeutung.

Grundlagen sind RKI Empfehlungen 2002 für die Endoskopie sowie die geforderte Risikoanalyse bei Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen (RKI Empfehlung 1/2004). Die Reinigung ist nach einem einheitlichen Verfahren von geschulten Personen durchzuführen.

WAS	WANN	WIE	WOMIT	WER
Alle <b>Fußböden</b>	- nach Kontamination  - Abschluss Untersuchungstag	Wischdesinfektion Klinikübliches Reinigungssystem	Terralin liquid <sup>1</sup> und frisches Tuch Perform 0,5 % + trockene Möppe	Verursacher  Mitarbeiter Reinig. dienst
<b>Fußboden + Oberflächen bei Verdacht</b> (Pfleger informieren Reing. dienst!)	<b>auf Clostridium difficile</b> (Alkohol wirkt nicht sporozid)	Wischdesinfektion	Perform 1 %	Reinig. dienst
<b>Waschbecken, WC und geflieste Wandflächen</b>	einmal arbeitstäglich	Wischdesinfektion mit gekochten Tüchern /trockenen Möppen	Terralin protect 0,5 %	Mitarbeiter Reinig. dienst
<b>Untersuchungsräume</b> <b>Coloskopie 042</b> <b>Endosonographie 041</b> <b>Gastroskopie 040</b> <b>Manometrie 008</b> <b>Sonographie 034</b> - Vertikale und horizontale Arbeitsflächen im Bereich des Untersuchungsbereichs - OP-Leuchten - Fußbank, - Beistelltische* - Untersuchungsliegen* - Untersuchungsstuhl* , Hocker*	- nach Kontamination  - Abschluss Arbeitstag	Wischdesinfektion	Terralin liquid <sup>1</sup> und frisches Tuch  Terralin protect 0,5 % + trockene Möppe  Tücher aus Feuchttuchspender- system (Haltezeit 28 Tage)	Pfleger  Mitarbeiter Reinig-dienst  Schränke innen: Pfleger
- Wände/Türen - Wäsche-/Abfallwagen*	einmal freitags und bei Bedarf			Mitarbeiter Reinig-dienst
<b>Endoskopiewagen plus Video* incl. Kabel</b>	nach jeder Benutzung		Terralin liquid <sup>1</sup>	Pfleger

<sup>1</sup> Alkoholische Desinfektionsmittel, z.B. Terralin liquid: nicht mehr als 50 ml/qm Fläche ausbringen = Feuergefahr

WAS	WANN	WIE	WOMIT	WER
Schränke für Endoskope	Abschluss Untersuchungstag (außen Griffleiste) alle 4 Wochen innen			
<b>ERCP- und Bronchoskopieräume</b> - ERCP 005 - Bronchoskopie-Eingriffsräume Haus 13 Röntgengerät , Untersuchungstisch – oder Liege	nach jeder Untersuchung	Wischdesinfektion	Terralin liquid <sup>1</sup>	Pfleger
<b>Endoskopiewagen</b> plus Video* incl. Kabel	nach jeder Benutzung			
<b>Röntgenschürzen</b> (mit Plastikschürze schützen; bei Patienten mit HBV-, HCV-, HIV-Infektion mit OP-Kittel schützen)	nach Untersuchung desinfizieren + zum Arbeitsende		Terralin protect 0,5 % + trockene Wischtücher	Mitarbeiter Reinigungs- dienst
<b>Endoskopie-Aufbereitungsraum 004</b> Arbeitsflächen	Abschluss Arbeitstag		Terralin liquid <sup>1</sup>	Pfleger
Eimer 4 Liter	arbeitstäglich frisch ansetzen		Sekusept plus 4 %	
Instrumentenwanne 25 Liter			Sekusept plus 4 %	
Ultraschallgerät 9 Liter			Sekusept aktiv 2 %	
Dampfsterilisationsgerät	6-monatl. Überprüfung	Bioindikatoren		Pfleger

\*incl. Räderreinigung! Bitte sichtbare Verschmutzung mit Blut und anderen Sekreten sofort mit einer 0,5 %igen Terralin protect - Lösung oder Terralin liquid<sup>1</sup> wegwischen! Bitte alle Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten mit geeigneten Schutzhandschuhen durchführen! Einmal-Handtücher, Seifen und Desinfektionsmittel sind bei Bedarf aufzufüllen.

Weitere **Standardhygiene-Maßnahmen** entsprechend des Hygieneplans: Sitzmann, F. Hygiene. Springer, Berlin 1999 sowie [www.klinik-hygiene.de](http://www.klinik-hygiene.de)