

Materialwagen für die Isolierung von Patienten¹

Materialbestückung:

- 1 Paket Schutzhandschuhe Latex groß
- 1 Paket Schutzhandschuhe Nitril groß

- 1 Paket Mund-Nasenschutz
- 1 Paket Haarschutzhaube

- 1 Rolle Klarsicht-Plastiksäcke
- 5 Schutzkittel gelb mit Ärmelbündchen (verpackt)
- 1 Wäschesack gelb für Bettwäsche

Bitte **Wagen** nach Aufheben der Isolierung **desinfiziert (mit 70% Alkohol + Einwegtuch) und bestückt** auf Station aufbewahren. Bitte mit sauberem Tuch vor Staub schützen.

Die Einrichtung dieses Wagens ist als Hilfe für Pflegende z.B. bei einer notwendigen MRSA-Isolierung gedacht und soll erreichen, dass **kurzfristig das vollständige Material zur Verfügung** steht.

¹ zu gebrauchen bei **Patienten mit MRSA-Kontamination/-Infektion, ACIBA, ESBL, C. difficile oder VRE**